



Hilo accessoires

Het fijne ontwerp van de accessoires ligt volledig in de lijn van ons HIDDEN label waar comfort en design onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Elk element is afgewerkt met een zwarte structuurlak.



01. Lox opstahulp (*)
ref. 14434

Het Hilo bed kan aan één of beide zijden voorzien worden van een (afneembare) opstahulp Lox.

02. Accessoirehouder (*)
ref. 14209

De accessoires worden bevestigd in een accessoirehouder naar keuze gemonteerd aan de linker- of rechterbedzijde.

03. Serumhouder (*)
ref. 14210

De serumhouder is 360° verstelbaar en

bevat een haakje voor het ophangen van een serum.

04. Gestoffeerde houder voor handbediening (*)
ref. 12530

Magnetische fixatiehulp met stoffering voor handbediening (incl. magneet)

05. Bedgalg (*)
ref. 14200

De bedgalg is 90° verstelbaar en zwenkt nooit buiten het ligvlak. De maximale statische belasting van de bedgalg bedraagt 75 kg.

06. Flexibele handschakelaarhouder (*)
ref. 15078

De houder wordt gemonteerd in een daartoe voorziene huls.

07. Hoofdpaneel
ref. 13076

Gestoffeerd hoofdpaneel in enkele of dubbele versie.

08. Bed connector
ref. 15734

Een bed connector laat toe om twee 1-persoons Hilo bedden te koppelen.

(*) Enkel mogelijk op Hilo hoog/laag bed.